# Zemeljsko magnetno polje

### Uvod

Pri tej vaji z dvema različnima metodama merimo isto količino, to je velikost vodoravne komponente gostote zemeljskega magnetnega polja  $B_{\rm Z}$ . Pri analizi meritve razmisli, katera metoda da boljši rezultat in zakaj!


**A. Kompenzacijska metoda** Pri merjenju vodoravne komponente zemeljskega magnetnega polja s kompenzacijo postavimo tuljavo v smer silnic magnetnega polja Zemlje, kakor jo kaže kompas. Velikost toka v tuljavi *I* nastavimo tako, da je polje v sredini tuljave ravno enako merjenemu polju, toda nasprotno obrnjeno.

V primeru, ko je vsota obeh poljskih gostot enaka nič, postane magnetna igla indiferentna – nima preferenčne smeri, saj njena magnetna energija ni odvisna od orientacije. Polje tuljave računamo iz dimenzij tuljave in toka in tako določimo neznano polje  $\vec{B}_{\rm Z}$ . Pri tem moramo upoštevati, da tuljava ni neskončno dolga; magnetna poljska gostota v njeni sredini je

$$B_{\rm T} = \frac{\mu_0 NI}{\sqrt{L^2 + (2r)^2}},\tag{1}$$

kjer je L dolžina tuljave, 2r njen premer in N število ovojev. Indiferentno ravnotežje je v praksi težko natančno doseči, saj je v njegovi bližini navor na iglo zelo majhen (teoretično nič) in posledično je ravnovesna lega igle težko določljiva.

Zato je bolje opravljati meritve izven indiferentne lege, kjer se igla v končnem času izniha v ravnovesno lego. Pri tem tuljavo zasukamo za majhen kot  $\delta$ , glede na smer sever-jug, in izmerimo tok, pri katerem se postavi magnetna igla v smeri simetrale smeri sever-jug in osjo tuljave. Obe poljski gostoti sta takrat spet enaki, o čemer se prepričaj s pomočjo slike 1.



Slika 1: Shema meritve vodoravne komponente zemeljskega magnetnega polja s kompenzacijo. Natančnost meritve izboljšamo z odmikom tuljave od smeri magnetnega polja  $\vec{B}_{\rm Z}$ . Magnetno polje tuljave  $\vec{B}_{\rm T}$  nastavimo tako, da je po velikosti enako neznanemu polju  $\vec{B}_{\rm Z}$  in smer rezultante obeh polj $\vec{B}_{\rm r}$  na simetrali med smerema  $\vec{B}_{\rm Z}$  in  $\vec{B}_{\rm r}$ .

**B. Gaussova metoda** Pri Gaussovi metodi izmerimo hkrati dve količini; vodoravno komponento magnetnega polja  $\vec{B}_{\rm Z}$  in magnetni moment  $\vec{p}$  paličastega magneta. Zato

zemapo.tex 1 v.2021-09-27

moramo napraviti dve meritvi. Pri prvi meritvi izmerimo nihajni čas, s katerim niha prosto viseči vodoravni magnet okrog mirovne lege. Okrog navpične osi deluje nanj navor  $\vec{M} = \vec{p} \times \vec{B}_{\rm Z} \; (|\vec{M}| = pB_{\rm Z} \sin \varphi)$  in nihanje magneta opisuje naslednja enačba

$$J\frac{\mathrm{d}^2\varphi}{\mathrm{d}t^2} = -pB_{\mathrm{Z}}\sin\varphi,\tag{2}$$

kjer smo z  $J=m\left(\frac{r^2}{4}+\frac{h^2}{12}\right)$  označili vztrajnostni moment magneta mase m okoli navpične osi, ki je oblike valja višine h in radija r. Pri majhnih amplitudah je krožna frekvenca enaka


$$\omega_0 = \sqrt{\frac{pB_Z}{J}}. (3)$$

Iz meritve  $\omega_0$  določimo produkt  $pB_{\rm Z}$ , druga meritev pa je potrebna, da določimo še kvocient  $p/B_{\rm Z}$ . Uporabimo isti paličasti magnet kot prej in primerjamo njegovo polje z zemeljskim magnetnim poljem. Magnetno polje paličastega magneta ima v veliki oddaljenosti glede na dimenzije magneta obliko polja točkastega dipola, ki je

$$\vec{B}_{p} = \frac{\mu_{0}}{4\pi} \left[ -\frac{\vec{p}}{r^{3}} + \frac{3(\vec{p} \cdot \vec{r})\vec{r}}{r^{5}} \right]. \tag{4}$$

Za lažjo obdelavo rezultatov se zanimamo le za polje dipola v njegovi ekvatorialni ravnini. Takrat je produkt  $\vec{p} \cdot \vec{r} = 0$  in v zgornji enačbi ostane le prvi člen. Meritev opravimo tako, da paličasti magnet postavimo pravokotno na zemeljsko magnetno polje in potem v različnih oddaljenostih od magneta v njegovi ekvatorialni ravnini z magnetno iglo določimo smer rezultante obeh polj, kakor je definirana na sliki 2. Iz naslednje relacije določimo iskani kvocient

$$\tan \alpha = \frac{B_{\rm p}}{B_{\rm Z}} = \frac{\mu_0}{4\pi r^3} \frac{p}{B_{\rm Z}}.\tag{5}$$



Slika 2: Shema meritve vodoravne komponente zemeljskega magnetnega po Gaussovi metodi. Merimo kot  $\alpha$ , to je smer rezultante  $\vec{B}_{\rm r}$  magnetnega polja dipolnega magneta  $\vec{B}_{\rm p}$  in zemeljskega magnetnega polja  $\vec{B}_{\rm Z}$  glede na smer sever-jug.

zemapo.tex 2 v.2021-09-27

#### Potrebščine


- tuljava na vrtljivi letvi s pritrjenim kompasom
- nastavljivi tokovni izvor
- ampermeter, žice, upor  $(68 \pm 7) \Omega$
- ravnilo s kompasom
- paličasti magnet
- nihalo: vrvica s plastičnim držalom v obliki tulca
- štoparica, tehtnica in kljunasto merilo

# Naloga

- 1. Izmeri vodoravno komponento gostote zemeljskega magnetnega polja s kompenzacijo in po Gaussovi metodi.
- 2. Določi magnetni moment paličastega magneta.

## Navodilo

**A.** Meritev s kompenzacijo je tako enostavna, da ne potrebuje dodatnih navodil. Shema vezave je prikazana na sliki 3. Seznani se z variabilnim napetostnim oz. tokovnim izvorom s pomočjo katerega reguliramo tok v veliki tuljavi. Omeji največji tok na izhodu tokovnega izvora na približno  $250\,\mathrm{mA}$ . S tem preprečiš, da v ampermetru pregori varovalka deklarirana za  $400\,\mathrm{mA}$ . Zaporedno s tuljavo je vezan manjši upor, ki preprečuje tokovne preboje. Velikost toka je v mA prikazan na zaslonu izvora, vendar za meritev raje uporabi ampermeter. Kolikšen je najmanjši kot  $\delta$ , pri katerem meritev še uspe? Meri pri najmanj 4 različnih kotih  $\delta$ .



Slika 3: Shema vezave izvora, upora, tuljave in ampermetra pri kompenzacijski metodi.

Natančnost orientacije tuljave glede na smer zemeljskega magnetnega polja določi tako, da preveriš, če so rezultati simetrični pri zamenjavi kota  $+\delta$  v  $-\delta$ . Pazi, da v bližini ni drugih magnetov. Zapiši si vse rezultate meritev.

ZeMaPo Fizikalni praktikum 3





Slika 4: Postavitev eksperimenta pri meritvi s kompenzacijo.

**B.** Izmeri nihajni čas magneta, ki visi na vrvici, postavljen v plastični tulec, slika 5 levo. Magnet naj bo vodoraven. Počakaj, da se umiri in si takrat zapomni mirovno lego. Iz mirovne lege ga zanihaj le malo, da velja znani pogoj  $\sin \varphi \approx \varphi$ . Meri večkrat po 10 prehodov skozi mirovno lego. Izmeri maso in dimenzije magneta za določitev vztrajnostnega momenta. Stehtaj in izmeri tudi tulec, v katerem je bil magnet obešen. Prestavi magnet v drsnik na ravnilu, ki si ga prej pravilno usmeril, slika 5 desno. Izmeri odklone magnetne igle v več razdaljah med magnetom in kompasom. Pri vsaki razdalji meri večkrat in obrni magnet za 180°. Za rezultat odklona magnetne igle pri izbranih razdaljah r, glej sliko 2, vzemi srednjo vrednost izmerjenih odklonov.

Iz vseh meritev določi vodoravno komponento gostote zemeljskega magnetnega polja ter magnetni moment paličastega magneta.





**Slika 5:** (*levo*) Meritev nihajnega časa paličastega magneta. (*desno*) Meritev odklona igle v kompasu v odvisnosti od razdalje med kompasom in paličastim magnetom.